

# DEBE ser completado para garantizar la satisfacción del cliente

5425 crossings boulevard, nashville, tn 37013 usa • t: 800.637.2980 • f: 888.411.9027 • www.max-mobility.com



## SmartDrive MX2 Certificado de Formación

Es importante para su seguridad y para la seguridad de los que le rodean que esté entrenado adecuadamente para utilizar de manera segura el SmartDrive. Por favor, tómese este entrenamiento en serio y asegúrese de rellenar toda la información. Si algo no le queda claro, simplemente pregunte.

El SmartDrive se envía en el modo de entrenamiento para permitir que el usuario se familiarice con el uso y con la activación y desactivación a través de la pulsera, antes de un uso más extensivo. El modo de entrenamiento se indica con un LED verde en la pulsera.

Hay vídeos instructivos disponibles en [www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com) que son muy útiles para aprender todo acerca de su SmartDrive [utilice el subtítulo electrónico para ver los subtítulos en otros idiomas]

- 1) Lea el Manual de Usuario del SmartDrive. Por favor, preste especial atención a las advertencias en amarillo, ya que esta información es importante para su seguridad. Preste mucha atención a las situaciones en las que se recomienda APAGAR el SmartDrive por cuestiones de seguridad.
- 2) Demuestre cada una de las siguientes habilidades a su vendedor y márkela en la lista cuando se sienta seguro con ella:
  - Coloque la pulsera en su muñeca, **entendiendo que la pulsera debe estar APAGADA siempre que manipule la unidad de propulsión [o cuando usted realice las transferencias tanto a la silla como desde la silla]**, encienda la unidad de propulsión y móntela en su silla.
  - Encienda la pulsera y permita que se conecte de forma inalámbrica a la unidad de propulsión.
  - Antes de impulsarse, practique “golpeando” su mano con contra los aros con la muñeca rígida. Si el movimiento es bueno, verá que el LED de la pulsera se volverá rojo. Continúe practicando este movimiento hasta que siempre se ponga el LED rojo.
  - Realice un impulso lento para ir despacio, luego realice el toque practicado y posteriormente frene para parar.
  - Realice un impulso lento para ir despacio, luego uno más rápido para ir más rápido, realice el toque con la mano y frene para parar.

Una vez que haya perfeccionado el movimiento de “golpeteo” que necesita la pulsera para desactivar el motor, será el momento de cambiar al modo normal para obtener el máximo del SmartDrive en todos los escenarios que se encuentra en su vida diaria. Para salir del modo de entrenamiento, simplemente mantenga pulsado el botón de la pulsera durante cinco (5) segundos, notará una vibración en la pulsera y verá que el LED cambiará a azul, luego deje de presionar el botón.

- Mientras esté en modo normal - Realice un impulso para ir iniciar la marcha, gire haciendo la figura de un 8, dele un toque al aro y frene para parar.

- 3) Firme el formulario y envíelo escaneado por correo electrónico a [coordinacion@interortho.es](mailto:coordinacion@interortho.es) Guarde una copia para su propio registro.

Número de serie del SmartDrive: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

### Cliente

Certifico que he leído el Manual de Usuario del SmartDrive y he demostrado las habilidades descritas en la parte superior. Acepto que el SmartDrive puede ser peligroso si no se utiliza con cuidado y me comprometo a tomar decisiones responsables en su manejo, responsabilizándome de ellas. Entiendo que hay muchas situaciones donde el SmartDrive debe apagarse para evitar que, de manera accidental, me impulse hacia adelante, incluyendo: cuestas abajo, subir y bajar bordillos, sobrepasar grandes grietas de aceras y/o calzadas, en espacios reducidos, antes de manipular la unidad de propulsión y cuando realice la transferencia desde o a mi silla de ruedas.

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

### Vendedor

He observado que el cliente ha realizado las habilidades descritas anteriormente.

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

