

<input type="checkbox"/> <b>Presupuesto</b>	<input type="checkbox"/> <b>Pedido</b>	Número: _____	Fecha: _____
Silla de ruedas (marca y modelo): _____		Ancho del asiento: _____	
Nombre/Ciente: _____		Datos de la ortopedia: _____	
Dirección: _____			
Cod. Postal/Población: _____			
Teléfono: _____			
E-Mail: _____			

## 2 Serie LOMO Litio

**Todos los modelos incluyen el siguiente equipamiento:**

Timbre, luz delantera y trasera, enganche de elevación automático de las ruedas delanteras, caballetes, display digital con indicador de carga en %, número de ciclos de carga y temperatura, cuentakilómetros, manillar regulable en altura e inclinación, pinzas de posición, acelerador en puño, freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento), velocidad máx. de 15 o 22 km/h

<b>LipoLL</b>	<b>106018</b>	<b>Lomo con Rueda de 16"</b>	<b>4.120,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Dispositivo de propulsión eléctrico. Motor integrado en la rueda de 250W. Batería de litio de 36V / 14 Ah (504Wh) con cargador. Autonomía de 40 Km. Luz LED frontal de 36V. Luz trasera. Timbre. Freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento). Neumático Marathon 16x1.75. Sin marcha atrás (opcional).			

<b>LipoLLE</b>	<b>106070</b>	<b>Lomo 16" Edition</b>	<b>4.350,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Igual que la Lomo 16 "(LipoLL), pero adicionalmente: control de crucero, marcha atrás, motor 350W y luz delantera LED 48V con bocina			

Lilo06-16	631173	Velocidad 6 km/h motor con más potencia (350W), con mayor torsión	107,00 € <input type="checkbox"/>
LiloR16	631283	Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho y motor de 350 W para Lomo 16"	265,00 € <input type="checkbox"/>
Lilo350	631181	Motor de 350 W en lugar de 250 W (15 km/h)	115,00 € <input type="checkbox"/>

<b>LipoLL20</b>	<b>106028</b>	<b>Lomo con Rueda de 20"</b>	<b>4.280,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Cubierta Off Road 20". Motor 350W. Batería de litio 36V/14Ah (504Wh) con cargador. Autonomía aprox. 40 km con una batería de Litio 14 Ah. (504 Wh). Velocidad 17 Km/h			

Lilo06-20	631183	Velocidad 6 km/h	<input type="checkbox"/>
LiloR20	631272	Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho para Lomo 20"	150,00 € <input type="checkbox"/>

<b>ELDLipo</b>	<b>106019</b>	<b>Lomo Litio ElectroDrive Rueda de 20"</b>	<b>5.290,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Cubierta Off Road 20". Motor 350W. Autonomía 70 km con dos baterías de Litio 14 Ah. (504 Wh) conectadas a la caja del controlador. Se elige qué batería se consume cada vez. Portaequipaje (250) y caballete con ruedas unidireccionales (237)			

<b>LipoLL12</b>	<b>106029</b>	<b>Lomo Micro con Rueda de 12"</b>	<b>4.240,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Dispositivo de propulsión eléctrico: motor integrado en la rueda de 350W, batería de litio de 36V / 8,3Ah (300Wh) con cargador, luz delantera LED de 36V, freno doble de disco, rueda de 12" con neumático (62-203 ), marcha atrás (opcional), autonomía aproximada de 25 km.			

<b>LipoLL12E</b>	<b>106071</b>	<b>Lomo Micro Edition</b>	<b>4.430,00 €</b> <input type="checkbox"/>
Igual que la Lomo Micro con Rueda de 12" (LipoLL12), pero adicionalmente: control de crucero, marcha atrás y luz delantera LED 48V con bocina.			

LiloM06	631385	Motor de 350 W en lugar de 250 W (6 km/h) con mayor torsión	115,00 € <input type="checkbox"/>
LiloR12	631271	Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho para Lomo Micro 12"	150,00 € <input type="checkbox"/>

**Para todos los modelos Lomo:**

LiloT3	631348	Equipamiento tetra T3. Freno presionando la palanca del freno hidráulico de arriba a abajo. Acelerador mediante pivote conectado a acelerador. Lastres laterales de 5 kg a cada lado incluidos soportes Klickfix.	725,00 € <input type="checkbox"/>
LiloT	631440	Control de crucero para modelos eléctricos Lomo Pico, Micro, 16" y 20"	72,00 € <input type="checkbox"/>

**Selección del color**

<input type="checkbox"/> negro metalizado (Fs)   <input type="checkbox"/> negro mate (Fm)   <input type="checkbox"/> gris metalizado (fsm)	0,00 € <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> naranja (RAL2004)   <input type="checkbox"/> verde (RAL6037)	110,00 € <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> otros colores (Son) sólo códigos RAL: _____	207,00 € <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impresión hidrográfica carbono completa (CaLK): caja controlador para una batería, pletinas del elevador automático, guardabarros	140,00 € <input type="checkbox"/>

## 2.1 Accesorios para LIPO LOMO series

### Baterías y Cargadores:

LoAT8-14	631165	Batería de 8,3 Ah (300Wh) en lugar de la batería 14 Ah (504Wh)	-130,00 €	<input type="checkbox"/>
LoAT14	631016	Batería de Litio 36V/14Ah (504Wh) en lugar de la batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh)	130,00 €	<input type="checkbox"/>
LA8	631225	Batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh) independiente, sin cargador ni soporte. Autorizada para viajar en avión según la IATA por no pasar de 300 Wh	510,00 €	<input type="checkbox"/>
LiLo2	630953	Batería adicional de 36 V / 14 Ah (504 Wh) con dos soportes para baterías en la horquilla y cargador adicional. Autonomía adicional de 35 km.	990,00 €	<input type="checkbox"/>
LiLo3		Dos baterías de 36 V / 14 Ah instaladas en la horquilla en lugar de la batería 36V/8,3Ah para Lomo Micro.	1.226,00 €	<input type="checkbox"/>
La14	631394	Batería de Litio 36V/14Ah (504Wh) independiente, sin cargador ni soporte	640,00 €	<input type="checkbox"/>
LiLaD	630918	Cargador para baterías de Litio 36 V / 1,4 Ah	38,00 €	<input type="checkbox"/>
LiLadAUF	631212	Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah en lugar del estándar 36 V / 1,4 Ah	16,00 €	<input type="checkbox"/>
LiLaDs	631112	Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah	54,00 €	<input type="checkbox"/>
LaHv	631148	Soporte para batería con soporte para instalar en horquilla, en otro lugar, consultar	27,00 €	<input type="checkbox"/>

### Lastres para el frontal (ver abajo el soporte Klickfix):

LGL1	631111	Lastre frontal con 1 peso (2,5 kg)	49,00 €	<input type="checkbox"/>
LGL2	631046	Lastre frontal con 2 pesos (5 kg)	80,00 €	<input type="checkbox"/>
LGND	631465	Lastre nuevo diseño 2020 con peso de 5 kg.	88,00 €	<input type="checkbox"/>
LGL3	631054	Lastre frontal con 3 pesos (7,5 kg)	110,00 €	<input type="checkbox"/>
KLHa	636414	Soporte Klickfix para fijar en la parte frontal del lastre y poder colocar la cesta Klickfix junto con el lastre	39,00 €	<input type="checkbox"/>

### Lastres para montar en la horquilla:

LG	631032	Lastres para colocar en la horquilla (2 x 5 kg) con soportes Klickfix incluidos	par	216,00 €	<input type="checkbox"/>
LGNDK	631607	Lastres a derecha e izquierda de la horquilla nuevo diseño 2020. Sopoetes Klickfix incluidos	par	234,00 €	<input type="checkbox"/>
LG2mB	631031	Lastres a derecha e izquierda con 2 pesos (5 kg + 1 kg de las exxtensiones) cada uno. Soportes Klickfix y extensión incluidos (con 2 baterías instaladas en la horquilla)	par	254,00 €	<input type="checkbox"/>
LG3	631260	Lastres a derecha e izquierda con 3 pesos (7,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (con batería instalada arriba)	par	276,00 €	<input type="checkbox"/>

### Cubiertas de 12" y de 16" (en lugar de la cubierta de serie):

Of12	604042	Cubierta Off Road 12 x 2.0 (en lugar de la cubierta de serie)	15,00 €	<input type="checkbox"/>
Of16	604029	Cubierta Off Road 16 x 2.125 (en lugar de la cubierta de serie)	12,00 €	<input type="checkbox"/>
122MP	600041	Schwalbe Marathon Plus 20 x 1.75 con protección antipinchazos	32,00 €	<input type="checkbox"/>
131A		Off Road Jumpin Jack 20 x 2.25 ancho extra	22,00 €	<input type="checkbox"/>

### Equipamiento Especial:

237	750132	Caballetes con ruedas unidireccionales, en lugar de caballete estándar	par	46,00 €	<input type="checkbox"/>
AnSA	750151	Caballetes con sistema de ajuste extra rápido, sin soportes	par	103,00 €	<input type="checkbox"/>
AnSARg	750169	Caballetes con ruedas unidireccionales y ajuste extra rápido (sin soportes del cuadro)	par	148,00 €	<input type="checkbox"/>
ANRKA	750159	Caballetes Trackball (giro 360°) en lugar de caballetes standard	par	118,00 €	<input type="checkbox"/>
AnSLRA	750161	Caballetes Trackball (giro 360°) con ajuste extra rápido	par	224,00 €	<input type="checkbox"/>
GPW40 / GPW42		Portaequipajes Waldkilo con soportes incluidos <input type="checkbox"/> 600136 hasta asientos 41 cm   <input type="checkbox"/> 600190 asientos desde 42cm, codos cuadro 25 mm		190,00 €	<input type="checkbox"/>
GPWS40 / GPWS42		Portaequipajes Waldkilo con soportes incluidos y barra de refuerzo (hasta 30 kg) <input type="checkbox"/> 600199 hasta asientos 41 cm   <input type="checkbox"/> 600200 asientos desde 42cm, codos cuadro 25 mm		253,00 €	<input type="checkbox"/>
386	750074	Palomillas para un rápido ajuste de inclinación de la abrazadera	par	7,00 €	<input type="checkbox"/>
BSH	653081	Freno de disco hidráulico incluido interruptor de motor en la maneta del freno		95,00 €	<input type="checkbox"/>
USBSL	631341	Salida USB en caja controlador 5V 1.000 mh. para cargar móvil, GPS, etc.		55,00 €	<input type="checkbox"/>
531A	758621	Maneta Tetra Geert con tres apoyos para la abrazadera	par	28,00 €	<input type="checkbox"/>

### Adaptador para reposapiés extraíbles:

310	221012	Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (recomdedado tubo dirección de la handbike más largo: _____ cm)	par	226,00 €	<input type="checkbox"/>
340		Adaptador Vorbaufix para fijar reposapiés desmontable, para varios modelos de sillas tipo Kushall Compac o Quickie Neon. Indicar modelo de silla de ruedas: _____ (Recomendable enviar imágenes de la silla.)	par	246,00 €	<input type="checkbox"/>

**2.1 Accesorios para LIPO LOMO series****Otros accesorios:**

479	202028	Soporte Klickfix para conectar en las esquinas del cuadro	par	52,00 €	<input type="checkbox"/>
KLHRL	202052	Soporte Klickfix para fijar en la parte frontal del Lomo 12", 16" y 20" (not para Lomo 360)		66,00 €	<input type="checkbox"/>
KLHW12	202039	Soporte Klickfix para Lomo. Para colocar una cesta o lastre frontal. Para rueda de 12", 16", 20"		113,00 €	<input type="checkbox"/>
KLKK / KLKG		Cesta Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix)..... <input type="checkbox"/> 202007 Pequeña   <input type="checkbox"/> 202001 Grande		27,00 €	<input type="checkbox"/>
KLTK / KLTG		Bolso Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix)..... <input type="checkbox"/> 202003 Pequeña   <input type="checkbox"/> 202008 Grande		46,00 €	<input type="checkbox"/>
251	600038	Portaequipajes tipo parrilla para ELD regulable en inclinación (no compatible con rueda de 16")		54,00 €	<input type="checkbox"/>
481	201009	Alforjas para el portaequipajes modelo 250		52,00 €	<input type="checkbox"/>
440	201010	Cesta que se engancha al portaequipajes modelo 250 (41x30x17 cm)		16,00 €	<input type="checkbox"/>
KLVR	202033	Portaequipaje Vario Rack Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix)		63,00 €	<input type="checkbox"/>
277	750022	Tubos para silla con diámetro de tubo de 16-19 mm, por ejemplo silla Panthera	par	14,00 €	<input type="checkbox"/>
510	700040	Espejo retrovisor con enganche		22,00 €	<input type="checkbox"/>
540	700009	Botellín de aluminio con enganche		24,00 €	<input type="checkbox"/>
390C	201023	Compresor Power II con batería incluida y accesorios		121,00 €	<input type="checkbox"/>
LK230-A	636334	Transformador de voltaje de 12 a 230 V para conectar en el coche		48,00 €	<input type="checkbox"/>
LiBI	631438	Sistema de intermitentes a 36V, plegables para instalar en el cuadro		379,00 €	<input type="checkbox"/>